

Pavo FoalMilk - 91610

Uitstekend alternatief voor merriemelk

Compleet diervoeder voor paarden

Analytische bestanddelen:

Ruw eiwit	21,3 %	Calcium	0,9 %		
Ruw vet	16,2 %	Natrium	0,5 %		
Ruwe celstof	0,02 %	Kalium	1,5 %		
Ruwe as	7,2 %	Magnesium	0,15 %		
		Fosfor	0,7 %		

Toevoegingsmiddelen per kg:

Vitamine A (3a672a)		25.000 IE	Mangaan (3b503)	Mangaan (II) sulfaat, monohydraat	30 mg
Vitamine D3 (3a671)		3.000 IE	Jodium (3b202)	Calciumjodaat, watervrij	1,5 mg
Vitamine E (3a700)	all-rac-alfa-tocoferylacetaat	100 IE	Koper (3b405)	Koper (II) sulfaat, pentahydraat	8 mg
Vitamine B1 (3a821)		8 mg	IJzer (3b103)	Ijzer (II) sulfaat, monohydraat	95 mg
Vitamine B2 (3a825ii)		10 mg	Zink (3b605)	Zinksulfaat, monohydraat	50 mg
Vitamine B6 (3a831)		6 mg	Kobalt (3b304)	Gecoate korrels kobalt (II) carbonaat	0,5 mg
Vitamine B12 (Vitamine B12)		50 mcg	Selenium (3b801)	Natriumseleniet	0,3 mg
Panthotheenzuur B5 (3a841)		22 mg			
Choline (3a890)		250 mg			
Niacinamide (3a315)		40 mg			
Foliumzuur B11 (3a316)		1 mg			
Biotine B8 (3a880)		20.000 mcg			
Vitamine K3 (3a710)		2 mg			
Vitamine C (3a300)		150 mg			

Samenstelling: Magere melkpoeder / Weipoeder / Ruw plantaardig vet (kokos) / Glucose

Bewaaradvies: Koel, droog en donker bewaren. Na gebruik de verpakking hersluiten.

maakt niet meer veulenmelk dan aan wat u per dag nodig heeft.

- U kunt het beste de reeds bereide veulenmelk 'au bain-marie' opwarmen of warm houden.
- (Au bain-marie is het verwarmen in of boven een warmwaterbad. Neem een pan of een kom met een minimale inhoud van 1 liter en plaats deze in of boven een grotere pan met heet water. Au bain-marie verwarmen voorkomt schiften of aanbranden.)
- Ook kan de veulenmelk met behulp van een magnetron opgewarmd worden

Het aanmaken van 1 liter veulenmelk gaat als volgt: (1 liter = 1000 ml)

- Neem een pan met een inhoud van minimaal 1 liter
- Doe hierin 300 ml koud water
- Vul dit aan met 400 ml kokend water. U heeft nu 700 ml water met een temperatuur van ± 60 °C
- Voeg 1 maatschepje (= 100 gram) Pavo FoalMilk poeder toe en roer tot alle veulenmelkpoeder is opgelost
- Voeg al roerend 300 ml koud water toe. U heeft nu 1 liter handwarme veulenmelk (temperatuur van ± 40 °C) FoalMilk van Pavo mag u met behulp van een magnetron opwarmen.

De Pavo FoalMilk is 1 jaar houdbaar

10 kg